

ATB-Probenahmebehälter

Grundgerät ohne Befestigungsmaterial

Die ATB-Probenahme lässt sich vielfältig einsetzen und erleichtert Ihnen die Entnahme von Proben.

Art.-Nr.: 2000 0101

Anschluss für
KG-Rohr 150 mm

Anschluss für
KG-Rohr 100 mm



Notüberlauf

Inhalt: 3 l

Einsatzmöglichkeiten:



Optionale Befestigung im Behälter

- 1) Trennwandmontage mit:
 - Rohrklemme, Art.-Nr.: 8100 0001
 - 2) Wandmontage mit:
 - Schraube, Art.-Nr.: 6100 0137
 - Dübel, Art.-Nr.: 6300 0001
 - 3) Kettenaufhängung mit:
 - Edelstahlkette, Art.-Nr.: 8310 0001
 - Edelstahlschäkel, Art.-Nr.: 8330 0001
- » Diese Artikel finden Sie in der Kategorie „Befestigungsmaterial“.

Optionale Verlängerung des Notüberlaufes

- Dazu können Sie verwenden:
- HT-Rohr 250 lang, Art.-Nr.: 7100 0103
 - HT-Rohr 500 lang, Art.-Nr.: 7100 0104
- » Für diese Artikel sprechen Sie bitte unser Vertriebsteam an.